

Φρέζες

Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια ακριβώς φρέζα να χρησιμοποιήσετε στην καθημερινή σας εργασία στο ιατρείο, π.χ. για παθολογικά αλλοιωμένα νύχια, έχουμε έτοιμες λύσεις για εσάς.



Φρέζα Znany Podolog

είναι ιδανική για εργασία σε υψηλές στροφές και είναι εξαιρετική για: το κόψιμο και ματ φινιρίσμα της ονυχίας πλάκας, τα παθολογικά αλλοιωμένα νύχια, τις ανακατασκευές και αφαίρεση τεχνητής επίστρωσης.



Φρέζα Finir

κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από καρβίδιο βολφραμίου, αφαιρεί αποτελεσματικά το σύνθετο υλικό και είναι κατάλληλη για παθολογικά αλλοιωμένα νύχια.



Φρέζα Brush DLC

εξαιρετικά κοφτερή φρέζα με επίστρωση DLC (Diamond Like Carbon) για ακριβή επεξεργασία της ονυχίας πλάκας. Ιδανική για: καθαρισμό παθολογικά αλλοιωμένων νυχιών, τμηματική αφαίρεση της ονυχίας πλάκας και επεξεργασία υπονύχιων αιματωμάτων και μηχανικών βλαβών.

Οι υπόλοιπες φρέζες και η αναλυτική περιγραφή τους διατίθενται στη διεύθυνση:

www.onyxomageia.gr

ΑΓΑΠΑΜΕ
ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Εργαλεία Podoland



PODOLAND®

Eshop: <https://www.onyxomageia.gr>

Email: onyxomageia@gmail.com

Instagram: @Onyxomageia

Phone: +302111176765

Mobile: +306974078195

■ Πένσες Podoland



Πένσα 01

για κόψιμο νυχιών, κατάλληλο και σε περιπτώσεις εισφρυσης.



Πένσα 02

με αμβλύ άκρο, ασφαλής για παιδιά, ηλικιωμένους και ασθενείς υψηλού κινδύνου.



Πένσα 03

ίσια, με αμβλύ άκρο, ιδανικό για κόψιμο των νυχιών σε ευθεία γραμμή.



Πένσα 04

με ημικυκλική λεπίδα για κόψιμο των νυχιών σε ημικυκλικό σχήμα, ιδανική για παχιά και σκληρά νύχια.



Πενσάκι 05

για αφαίρεση επωνυχιών και βαθιά εντοπισμένων υπονυχιων κάλων.



Πενσάκι 06

για αφαίρεση επωνυχιών, με κοντή λεπίδα.



Πένσα 07

ειδικά σχεδιασμένη για νύχια με εισφρυση και κόψιμο νυχιών σε μεγάλο βάθος.



Πένσα 08

ειδικά σχεδιασμένη για νύχια με εισφρυση και κόψιμο των νυχιών.



Πένσα 09

η ημικυκλική λεπίδα είναι ιδανική για μανικιούρ, ιδιαίτερα σε άνδρες.



Πένσα 10

με ειδική λεπίδα σε σχήμα ημισελήνου, ιδανική για κόψιμο σκληρών και παχιών νυχιών.



Πένσα 11

πένσα ακριβείας για εισφρύσεις και βαθιά τοποθετημένα νύχια. Λεπίδα 20 mm και διπλό ελατήριο.

■ Διόρθωση νυχιών με εισφρυση

Προϊόντα απαραίτητα για την εφαρμογή του συστήματος ορθονυχίας UniBrace.

UniBrace

επιτρέπει τη δημιουργία ορθονυχικού νάρθηκα από χειρουργικό ατσάλι προσαρμοσμένου στις ανάγκες του ασθενούς.

Mini UniBrace

δημιουργεί ορθονυχικούς νάρθηκες μικρού μεγέθους. Η κεφαλή διατίθεται σε 3 εκδόσεις.

Σύρμα

από χειρουργικό ατσάλι, ανθεκτικό στην τριβή· διατίθεται στα μεγέθη 02, 03 και 04 mm.

Ενεργοποιητής (activator)

Εργαλείο που διαθέτει δύο διαφορετικά άκρα, απαραίτητα για την ενεργοποίηση του νάρθηκα.

Βελονοκάτοχος

εξασφαλίζει σταθερό κράτημα του νάρθηκα χωρίς να καταστρέφει το νήμα.

Πένσα διαμόρφωσης νήματος

για τη διαμόρφωση των άκρων του νάρθηκα.

Πένσα κοπής νήματος

για κοπή νήματος· κατάλληλη για εργασία με κάθε τύπο νάρθηκα.

Βάση

από ανθεκτικό υλικό· διευκολύνει την εργασία, ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή νάρθηκα.

Σταθεροποιητής

αποτρέπει την πλάγια μετακίνηση του δακτύλου, διευκολύνοντας π.χ. την εφαρμογή νάρθηκα.

PodoRepair

φόρμα σιλικόνης για τη δημιουργία σύνθετων ενθεμάτων.

Ρητίνες

φωτοπολυμεριζόμενες, απαραίτητες για νάρθηκα ή ένθεμα· διατίθεται ως i-Dam και i-Flow.

Τα υπόλοιπα προϊόντα που απαιτούνται για την εφαρμογή νάρθηκα ή ενθέματος διατίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

■ Εργαλεία

Τα εργαλεία μας προορίζονται για χρήση σε ποδολογικά κέντρα και ινστιτούτα αισθητικής. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται ασφαλή χρήση και υψηλή αποτελεσματικότητα κατά τις θεραπείες.



Λαβίδα

για ακριβές κράτημα εξαρτημάτων· διατίθεται στα μεγέθη S, M και L.



Ανιχνευτής (εξολκέας)

για ταμπονάρισμα και καθαρισμό της ονυχιάς αύλακας· μεγέθη mini, S και M.



Γωνιακή λίμα

για εξομάλυνση των άκρων και ανακατασκευή νυχιών· εκδόσεις mini και maxi.



Εφαρμογέας

για ταμπονάρισμα και καθαρισμό· διατίθεται σε έκδοση mini και maxi.



Ποδολογικό σετ

έτοιμο σετ για ταμπονάρισμα και κόψιμο νυχιών· περιλαμβάνει: πένσα 02, εφαρμογέα mini και ligasano.



Ψαλίδι

ιδανικό για κοπή επιδέσμων, ταινίας ή ευθεμάτων.



Λαβή σμίλης

λαβή για τη συγκράτηση της λεπίδας σμίλης.



Λαβή νυστεριού

για συγκράτηση λεπίδων νυστεριού· μέγεθος 03 για λεπίδες: 10, 11, 12, 12D, 13, 14, 15, 15C, 16, 17.
μέγεθος 04 για λεπίδες: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24D, 25, 34, 36, 36D.

